

최신의료장비소개(3D무중력감압교정치료기 KNX-7000)

ZOOM IN

정부가 인증한 디스크 치료의 신개념

3D 무중력감압교정치료기 KNX-7000

국내 유일의 보건신기술(NET)인증 및 세계일류상품 선정

- 감압치료기능 / 교정치료기능 / 근육이완기능 / 견인치료기능



Size | 2,5(L)×0,68(W)×0,7(H)m 160Kg

KNX-7000의 Disc Navigation Decompression System은 지능형 로봇기술인 병변 디스크 Auto Sensing 감지기술을 통한 내비게이션화와 신개념의 Kinetrac Decompression 기능이 결합되어 디스크치료의 신기원을 이루며, 정량적 Tracrtion과 함께 X축 Y축을 정밀 제어하는 3D Distraction 기술은 골반 및 하지부의 근이완요법을 완성시켜 모든 척추질환 치료영역까지 확대했다.

Disc Navigation Target Decompression System

치료 목표부위를 자동으로 인식 추적하여 병변 Disc레벨을 정확하게 찾아 Target Decompression 하는 지능형 내비게이션 치료시스템으로 기존방법 대비 35~50%이상의 감압효과가 입증되었다.

Cervical Kinetrac Decompression System

증상에 따라 설정된 프로그램으로 실행되는 0도, 5도, 10도, 15도 Lat Bending Control이 가능한 경추겸용 치료기이다.

KNX-7000은 수술 · 주사치료 없이 통증을 감소시키며 만성 퇴행성 척추질환 예방과 인간의 신체구조를 잘 이해해 치료의 효율성 증가, 운동치료 · 교정치료를 동시에 시행하여 척추를 곧고 올바르게 교정해주는 치료기기이다. 추간판탈출증, 퇴행성디스크, 경추디스크, 척추관협착증, 척추측만증, 근막동통증후군, 골반이상증후군, 척추후관절증후군 등의 질병에 효과적이다.

"직접 치료받은 환자들의 KNX-7000 생생후기!!"

(남/50)

감압기 2일에 한 번씩 하면 좋습니다.



(남/37)

디스크 환자에게 좋은 시설이라 생각합니다.



(여/54)

목운동에도 좋고 척추를 교정해 주는 느낌을 받았다.



(여/36)

처음 받을 때는 잘 몰랐는데 3~4번 꾸준히 받으니까 치료효과를 보는 거 같아요. 좋아요.



(여/54)

척추가 고정되는 느낌을 받았다.



(남/46)

일주일에 3회 감압치료를 받아보니 목, 어깨 아픈 부위가 많이 호전되는 것 같습니다.



(여/46)

일주일에 2회 사용 후 저린 부분이 급격하게 줄어든 느낌이며 굳어있는 듯 했던 어깨 부위가 많이 편해진 느낌입니다.



(남/60)

무척 좋군요. 견인치료보다 많은 효과를 보고 있습니다. 매일 하는 것보다 일주일에 3번 정도가 적합한 것 같았어요. 제 경우에 좋은 기구입니다.



(여/26)

아픈 부위를 선택적으로 꼭 집어 치료를 해주는 거 같아요. 신기하고 강력 추천합니다.



(여/24)

허리디스크가 있어서 늘 시한폭탄처럼 언제 터질까 두려웠는데 꾸준히 받으면서 그 걱정을 덜 수 있었던 것 같습니다. 앞으로도 쭉 애용하고 싶습니다. 금액 값을 하는 것 같습니다. 아주 좋습니다.

